

MED CONSULTING SRL, corso Piemonte, 32, 12037 Saluzzo, Cuneo

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

Guanti in lattice senza polvere LO01/NM-50LW/S

è conforme alle disposizioni

Regolamento UE 1935/2004,

Regolamento UE 2023/2006

Regolamento UE 10/2011,

Regolamento UE 2017/752 e successive modifiche

Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successive modifiche

Specificazione dell'uso previsto o limitazioni

I guanti in lattice possono essere utilizzati acriticamente durante la preparazione e il trattamento degli alimenti.

Possono entrare in contatto diretto con tutti i tipi di alimenti, ad eccezione dei cibi fortemente acidi.

Testato con le seguenti soluzioni simulanti: Etanolo 10%, Etanolo 20%, Etanolo 50%, Olio di oliva rettificato nelle seguenti condizioni di prova: 120 minuti 40°C

Risultati della migrazione globale (EU 10/2011 Standard):

Simulant solution	Conditioning	Overall migration mg/dm ²
Ethanol 10%	120 minutes 40° C	1.50
Ethanol 20%	120 minutes 40° C	1.60
Ethanol 50%	120 minutes 40° C	5.10
Vegetable oil (Olive oil)	120 minutes 40° C	<1.0

Saluzzo, 16/06/2022

Giovanni Manzone
Amministratore Unico

